

Désignation

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente 500 ml
- Référence : 080566

Unité de vente : 1



Description

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente
- Volume : 500 ml
- Application : Analyse qualitative et préparations chimiques ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration à pression réduite ; Filtration
- Diamètre extérieur x longueur x diamètre de la racine du pied (mm) : $\varnothing 106 \times 240 \times \varnothing 22$
- Matériau : verre borosilicate 3.3
- Autoclavable

