

## Désignation

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente 1000 ml
- Référence : 080567

Unité de vente : 1



---

## Description

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente
- Volume : 1000 ml
- Application : Analyse qualitative et préparations chimiques ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration à pression réduite ; Filtration
- Diamètre : 120 mm
- Matériau : verre borosilicate 3.3
- Autoclavable

