

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	080953
<b>Désignation</b>	Flacon carré



### Description :

- ✓ Flacons à prélèvement carré
- ✓ Sans thiosulfate de sodium
- ✓ En PET
- ✓ Bouchon rouge
- ✓ Translucides
- ✓ Incassables
- ✓ Etiquette de traçabilité
- ✓ Stériles
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Volume 1000 ml
- ✓ Ø du col 32 mm
- ✓ Dimensions 92,5 x 92,5 x 214 mm

### Unité de vente :

45 Flacons