

FICHE TECHNIQUE

Référence	082272
Désignation	RECIPIENT NON PRESSURISE TR35 33,5l



Description :

- ✓ Récipient TR35 Air liquide non pressurisée
- ✓ Pour le stockage et le transport d'azote liquide
- ✓ Récipients non pressurisés
- ✓ Construction en aluminium et alliage léger avec un col en matériau composite alliant faible consommation, légèreté et robustesse
 - Autonomie jusqu'à 180 jours (selon modèle)
 - Faible taux d'évaporation (col étroit)
 - Possibilité d'ajouter un système de soutirage et poignée verseuse
- ✓ Capacité 33.5 litres
- ✓ Poids 15.8 kg

Unité de vente :

1 Récipient non pressurisé TR32