

Cryoconservateurs

Gamme VOYAGEUR - Caractéristiques techniques



Gamme VOYAGEUR		VOYAGEUR 2	VOYAGEUR 5	VOYAGEUR 12	VOYAGEUR PLUS
CARACTÉRISTIQUES					
Capacité utile	l	1,75	6,5	15	20,6
Capacité d'absorption en azote liquide	l	1,4	4,5	10,2	6,8
Poids vide sans équipement	kg	2,4	7,5	12,2	14,2
Poids plein sans accessoire	kg	3,5	11,3	20,4	20
Diamètre du col	mm	30	50	80	215
Diamètre extérieur	mm	174	248	308	356
Hauteur totale (sans T° TRACKER)	mm	395	550	576	575
Hauteur totale, compatible T° TRACKER (sans T° TRACKER)	mm	-	560	610	-
Autonomie statique ⁽¹⁾	j	17	37	46	9
Évaporation journalière théorique ⁽¹⁾	l/j	0,08	0,12	0,22	0,69
CAPACITE DE STOCKAGE & TYPE DE STOCKAGE					
Nombre de canisters		2	2	2	-
Diamètre des canisters	mm	26	41	71	-
Hauteur des canisters	mm	120	280	280	-
Nombre d'étage(s) des canisters		1	2	2	-

Je choisis la taille de mon récipient en fonction de mon besoin en quantité de stockage

Gamme VOYAGEUR			VOYAGEUR 2	VOYAGEUR 5	VOYAGEUR 12	VOYAGEUR PLUS
Paillettes	Gobelets standard (dans canister)	0,25 ml	220	800	3 280	9 840
		0,5 ml	100	376	1 460	4 380
		CBS 0,3-0,5 ml	70	300	900	2 700
	Gobelets marguerite (dans canister)	0,25 ml	-	-	2 160	6 480
		0,5 ml	-	-	960	1 880
		CBS 0,3-0,5 ml	-	-	672	2 016
Tubes	Sur baguettes porte tubes dans canisters 2 étages	1,2-2 ml	-	84	240	612
		5 ml	-	42	120	306
	Boîtes (dans rack)	1,2-2 ml ⁽²⁾	-	-	-	500
		5 ml ⁽³⁾	-	-	-	162
Poches	Dans rack : avec étui ⁽⁴⁾ / sans étui	25 ml	-	-	-	42 / -
		50 ml	-	-	-	- / 12
		200 / 250 ml	-	-	-	- / 6
		500 ml	-	-	-	- / 6
		700 ml	-	-	-	- / 6
		750 ml	-	-	-	- / 6

(1) Les essais d'autonomie sont réalisés suivant les conditions de la norme ISO 21014 extrapolés aux volumes évalués selon les modèles théoriques. L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mb, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

(2) Boîtes de 100 cryo-tubes 2 ml

(3) Boîtes de 81 cryo-tubes 5 ml

(4) Avec poches Thermogenesis, Biosafe, PALL

Cryoconservateurs

Gamme VOYAGEUR - Aménagements

Je rajoute mes aménagements et complète par des accessoires

Gamme VOYAGEUR	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR 5	VOYAGEUR 12	VOYAGEUR PLUS
RÉFÉRENCES PRODUITS				
VOYAGEUR sans canister	-	-	-	VOYAGEUR20-2
VOYAGEUR incl. 2 canisters	VOYAGEUR2-1	VOYAGEUR5-2	VOYAGEUR12-2	-
VOYAGEUR incl. 2 canisters, compatible T°TRACKER (sans T° TRACKER)	-	VOYAGEUR5-2-TT	VOYAGEUR12-2-TT	-
RÉFÉRENCES DES AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES				
A1 : Embase à roulettes	-	-	-	ACC-ALU-29
A2 : Kit de serrage récipient pour embase à roulettes (en option)	-	-	-	ACC-ALU-32
B : Sur-emballage de protection	ACC-VOY-100	ACC-VOY-101	ACC-VOY-102	ACC-VOY-103
Housse de transport	ACC-VOY-105	-	-	-
Capot bleu	-	ACC-VOY-7	ACC-VOY-7	-
C : T° TRACKER	TRACKER-1	TRACKER-1	TRACKER-1	TRACKER-1
D1 : Bouchon pour version canister inox	-	ACC-VOY-4	ACC-VOY-5	ACC-VOY-6
D2 : Bouchon pour version canister en polycarbonate	ACC-ALU-18	-	-	-
Lot de 100 cryo-tubes 2 ml à fond rond et bouchon blanc	-	ACC-BOXTUBE-11	ACC-BOXTUBE-11	ACC-BOXTUBE-11
Lot de 100 cryo-tubes 5 ml à fond rond et bouchon blanc	-	ACC-BOXTUBE-16	ACC-BOXTUBE-16	ACC-BOXTUBE-16
Lot de 10 baguettes porte-tubes métalliques pour 6 tubes de 2ml ou 3 tubes de 5ml	-	ACC-BOXTUBE-411	ACC-BOXTUBE-411	ACC-BOXTUBE-411
Lot de 20 gobelets standards Ø 35 mm	-	ACC-BOXTUBE-300	-	-
Lot de 20 gobelets standards Ø 65 mm	-	-	ACC-BOXTUBE-301	ACC-BOXTUBE-301
Lot de 5 gobelets marguerite Ø 65 mm avec bouchon	-	-	ACC-BOXTUBE-302	ACC-BOXTUBE-302
Lot de 10 gobelets marguerite percés Ø 65 mm avec bouchon	-	-	ACC-BOXTUBE-415	ACC-BOXTUBE-415
Lot de 10 boîtes 133x133x51mm (capacité 100 tubes 1,2/2 ml)	-	-	-	ACC-BOXTUBE-104
Lot de 4 boîtes 133x133x95mm (capacité 81 tubes 5 ml)	-	-	-	ACC-BOXTUBE-107
Tirette pour canister 2 étages	-	ACC-BOXTUBE-405	ACC-BOXTUBE-405	ACC-BOXTUBE-405
E : Canisters droits	ACC-PLASCAN-7	ACC-PLASCAN-10	ACC-PLASCAN-11	-
Canisters excentrés	ACC-PLASCAN-6	ACC-PLASCAN-9	ACC-PLASCAN-8	-
F : Rack 5 étages pour boîtes (75x75x51mm) de 25 cryo-tubes 2 ml	-	-	-	ACC-RACK-7
G : Rack 5 étages pour boîtes (133x133x51mm) de 100 cryo-tubes 2 ml	-	-	-	ACC-RACK-4
Rack 2 étages pour boîtes (133x133x95mm) de 81 cryo-tubes 5 ml	-	-	-	ACC-RACK-2
H : Rack 3 étages pour poches 25 ml	-	-	-	ACC-RACK-316



Rack pour boîtes de 25 cryo-tubes 2 ml **F**

Rack pour boîtes de 100 cryo-tubes 2 ml **G**




Rack pour poches 25 ml **H**

Cryoconservateurs

Gamme VOYAGEUR - Aménagements

Aménagements VOYAGEUR 2




Paillettes
0,25 ml
0,5 ml
CBS



Canister en polycarbonate
1 étage



Aménagements VOYAGEUR 5 et 12




Paillettes
0,25 ml
0,5 ml
CBS



Gobelets

VOYAGEUR 5 : ø 35 mm
VOYAGEUR 12 : ø 65 mm



Tirette permet d'extraire les 2 gobelets du canister 2 étages



Canister inox



Cryo-tubes



Baguettes

1,2-2 ml : x6 tubes
5 ml : x3 tubes



Canister inox



Cryoconservateurs

Gamme VOYAGEUR - Aménagements

MATERIEL CRYO

Aménagements VOYAGEUR PLUS

