










## FLEXIBLE DN10 - 180180 - AZOTE - LG 1,1M

	Référence Cryopal	ACC-FL180180NL-11
	Référence SAP	116523
	Désignation	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=3m équipé aux 2 extrémités d'un écrou papillon 180
	Dimensions	1,1 m
	Matière	Inox Tuyauterie flexible métallique "HYDRA" version standard, onduleux à ondes parallèles inox renforcé par une tresse inox.
	Utilisation	Transfert d'azote liquide Pression maxi d'utilisation 32 bar Température maximale de service: -196 °C
	Origine	France
	Garantie	2 ans
	Emballage	Gaine plastique
	Poids	0,950 kg
	Réglementation - Norme	Épreuve hydraulique à 48 bar Conformité NF L 00-015C
	Avantages	A chaque extrémité: Ecrou bronze à oreilles 3/4" - 16 UNF



DOMINIQUE DUTSCHER SAS