



ACC-RACK-6 RACK VERTICAL 13 ETAGES POUR TUBES 1,2/2ml

Version 1

	Avantages	En aluminium, le rack allie légèreté et bonne conduction thermique favorisant la diffusion des frigories. Les fermetures individuelles pour chaque étage permettent le retrait d'une boîte de cryo-tubes sans libérer les autres boîtes.
	Référence Cryopal	ACC-RACK-6
	Référence SAP	116692
	Désignation	Rack vertical 13 étages pour tube 1,2/2ml (pour boîte de 81 ou 100) (ESPACE151 & RCB500)
	Dimensions / Taille	Hauteur totale = 730 mm Largeur = 144 mm Profondeur = 136 mm Hauteur étage = 56 mm
	Matière	Aluminium
	Utilisation	Stocker des tubes 1,2/2ml dans des cryo-boîtes de 81 ou 100 tubes. Pour récipients ESPACE 151 et RCB 500
	Capacité de stockage	13 cryo-boîtes de 81 ou 100 tubes 1,2/2ml Avec boîtes 81 = 1053 tubes Avec boîtes 100 = 1300 tubes

	Garantie	2 ans
	Origine	France
	Emballage	Emballage plastique
	Poids	1,800 kg
	HS Code	76169990
	Colisage	0,730 x 0,144 x 0,136 m
	Réglementation - Norme	Dispositif médical de classe 1
	Entretien Nettoyage	-

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :

 Cryopal
 Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg
 CS10 172 - Bussy Saint-Georges
 77 607 - Marne La Vallée cedex 3 - France

 00 33 1 64 76 15 00
 contact.cryopal@airliquide.com
 <http://www.cryopal.com>