



ACC-RACK-5 RACK VERTICAL 12 ETAGES POUR TUBES 1,2/2m

Version 1

	<p>Avantages</p>	<p>En aluminium, le rack allie légèreté et bonne conduction thermique favorisant la diffusion des frigories. Les fermetures individuelles pour chaque étage permettent le retrait d'une boîte de cryo-tubes sans libérer les autres boîtes.</p>
	<p>Référence Cryopal</p>	<p>ACC-RACK-5</p>
	<p>Référence SAP</p>	<p>116691</p>
	<p>Désignation</p>	<p>Rack vertical 12 étages pour tube 1,2/2ml (pour boîte de 81 ou 100)</p>
	<p>Dimensions / Taille</p>	<p>Hauteur totale = 674 mm Largeur = 144 mm Profondeur = 136 mm Hauteur étage = 56 mm</p>
	<p>Matière</p>	<p>Aluminium</p>
	<p>Utilisation</p>	<p>Stocker des tubes 1,2/2ml dans des cryo-boîtes de 81 ou 100 tubes.</p>
	<p>Capacité de stockage</p>	<p>12 cryo-boîtes de 81 ou 100 tubes 1,2/2ml Avec boîtes 81 = 972 tubes Avec boîtes 100 = 1200 tubes</p>
	<p>Garantie</p>	<p>1 an</p>

	Origine	France
	Emballage	Emballage plastique
	Poids	1,650 kg
	HS Code	76169990
	Colisage	0,675 x 0,144 x 0,137 m
	Réglementation - Norme	Dispositif médical de classe 1
	Entretien Nettoyage	-

Pour toute information, vous pouvez nous contacter :



Cryopal
Parc Gustave Eiffel - 8, avenue Gutenberg
CS10 172 - Bussy Saint-Georges
77 607 - Marne la Vallée cedex 3 - France



00 33 1 64 76 15 00



contact.cryopal@cryopal.com



<http://www.cryopal.com>