

## Désignation

- Flacon col étroit rode norm. Bouchon verre tête plate ns 19/26 250ml

## Référence

- 083316

Unité de vente : 10



---

## Description

- Flacon de réactif DURAN® à col étroit transparent, col rodé ST 19/26 avec bouchon à tête plate en verre, 250 ml
- Tous les composants sont en verre borosilicaté et conviennent donc au stockage de matériaux agressifs
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN® 3.3. DURAN® est un verre neutre, classé comme verre de type I selon USP <660>, EP (3.2.1) et JP <7.01>, et répond aux exigences ASTM E438, Type I, Classe A
- Fermeture étanche grâce au joint en verre rodé conique standard
- Impression en céramique blanche cuite et très durable
- Matériau : verre Boro 3.3
- Capacité (mL) 250
- Diamètre d (mm) 70
- Hauteur h (mm) 130
- Diamètre (mm) 70
- Taille nominale (NS) 19/26
- Zone de marquage
- Hauteur (mm) 130
- Autoclavable
- Code de retraçage

