

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	083342
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer 125 ml



---

### Description :

- ✓ Erlenmeyer à col étroit Duran
- ✓ Avec graduations
- ✓ Epaisseur de parois homogène

### Certificats :

- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Conforme norme ISO 1773
- ✓ Répond pharmacopée USP
- ✓ Autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  ext base x  $\varnothing$  ext col x h) : 67 x 28 x 112 mm

### Unité de vente :

10 Erlenmeyers

---