

Désignation

- GL45 flacon labo brun ac cap. vis bague versement pp 100ml

Référence

- 083840A

Unité de vente : 1



-
- Matériau Boro 3.3, PP
 - Capacité (mL) 100
 - Diamètre d (mm) 56
 - Hauteur h (mm) 105
 - Diamètre (mm) 56
 - Filetage GL 45
 - Zone de marquage
 - Autoclavable
 - Code de traçabilité
 - Filetage GL standardisé et système de bouchon assorti pour une étanchéité optimale et un versement facile et propre.
 - Conforme aux normes USP <660> (transmission spectrale) et EP (3.2.1).
Transmission spectrale inférieure à 10 % entre 290 nm et 450 nm.

