

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	083845
<b>Désignation</b>	Flacons



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Duran type I ambré
- ✓ Avec bouchon bleu à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Graduation imprimées longue durée
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 181 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 176 mm
- ✓ Ø col : GL45
- ✓ Ø corps : 86 mm

### Unité de vente :

10 Flacons