

FICHE TECHNIQUE

Référence	083850
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Duran type I ambré
- ✓ Avec bouchon bleu à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Graduation imprimées longue durée
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 265 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 260 mm
- ✓ Ø col : GL45
- ✓ Ø corps : 136 mm

Unité de vente :

10 Flacons