

Désignation

- Creuset filtrant 8ml porosité 4

Référence

- 084347

Unité de vente : 10



-
- Creuset filtrant, 8 ml, Porosité 4
 - Fabriqué à partir de verre borosilicate d'expansion 3,3
 - Équipé d'un disque fritté en verre intégré
 - Fond plat, le creuset peut être placé en toute sécurité sur une surface plane
 - Porosité : 4
 - Capacité : 8 ml
 - Diamètre d : 24 mm
 - Diamètre : 24 mm
 - Marquage DURABLE BLANC
 - Autoclavable