

Désignation

- Rouleau labmat blanc 50cm x 15m

Référence

- 085007

Unité de vente : 1



-
- Rouleau de papier de protection Labmat blanc 50 cm x 15 m
 - Papiers absorbants doublés d'un film polyéthylène imperméable. La face absorbante retient toutes solutions, eau, colorants, tampons, solutions chimiques agressives ou radioactives.
 - Le revêtement de pailleuse jetable Labmat™ accélère le nettoyage et protège les surfaces de travail des taches, des déversements et de l'usure. Il suffit de l'enrouler et de le jeter après contamination. La surface supérieure hautement absorbante retient jusqu'à 420 ml/m² d'eau, de colorants, de produits chimiques corrosifs ou de solutions radioactives Le support en film polyéthylène flexible est antidérapant et empêche la pénétration de la plupart des solutions
 - Rouleaux de 50,8 cm de large sur 15,2 m (50 pi). Les rouleaux se coupent facilement avec des ciseaux tandis que le rouleau est conservé dans le distributeur.