

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	085012
<b>Désignation</b>	Pipet Pump



### Description :

- ✓ Pipet Pump III
- ✓ Modèle standard
- ✓ Pipeteur économique manuel
- ✓ Dispose d'une manette de distribution plus rapide et d'éjection de la dernière goutte de la pipette
- ✓ Moins fatigante pour le poignet
- ✓ Avec molette de distribution qui permet de pipeter ou de distribuer le liquide régulièrement
- ✓ Pour pipettes 2 ml
- ✓ Pour pipettes en verre ou plastique
- ✓ Résistante aux alcalis, acides et solvants
- ✓ Facilement démontable pour nettoyage
- ✓ Coloris : bleu

### Unité de vente :

1 Pipet Pump

---