

FICHE TECHNIQUE

Référence	085014
Désignation	Pipet Pump



Description :

- ✓ Pipet Pump III
- ✓ Modèle standard
- ✓ Pipeteur économique manuel
- ✓ Dispose d'une manette de distribution plus rapide et d'éjection de la dernière goutte de la pipette
- ✓ Moins fatigante pour le poignet
- ✓ Avec molette de distribution qui permet de pipeter ou de distribuer le liquide régulièrement
- ✓ Pour pipettes 25 ml
- ✓ Pour pipettes en verre ou plastique
- ✓ Résistante aux alcalis, acides et solvants
- ✓ Facilement démontable pour nettoyage
- ✓ Coloris : rouge

Unité de vente :

1 Pipet Pump
