

FICHE TECHNIQUE

Référence	085496
Désignation	Portoir distributeur + 3 portoirs pour boîtes de Petri



Description :

- ✓ En acier recouvert époxy pour le stockage et la distribution de boîtes de Petri.
- ✓ Accepte 11 ou 3 x 14 boîtes de Petri diamètre 90 mm ou 100 mm en polystyrène
- ✓ Se charge par le haut
- ✓ La boîte se récupère par le bas
- ✓ 2 modèles : le portoir seul ou le support de 3 portoirs
- ✓ Dimension : 145 x 320 x 280 (L x l x h)
- ✓ Poids emballé : 921 g
- ✓ Dimension emballée : 33 x 30 x 16 cm

Unité de vente :

1 pièce