

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	085857
<b>Désignation</b>	Tige de récupération de barreaux



### Description :

- ✓ Rigide avec extrémité magnétique pour récupération des barreaux au fond des récipients
- ✓ En PP
- ✓ Dimension : 300 x 10 mm (L x ø)
- ✓ Autoclavable
- ✓ Poids emballé : 46 g
- ✓ Dimension emballée : 33 x 5,5 x 2 cm

### Unité de vente :

1 pièce