

FICHE TECHNIQUE

Référence	085877
Désignation	Cuillères



Description :

- ✓ Cuillères de prélèvement
- ✓ En polystyrène High Impact
- ✓ Stérile
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Long manche pour prélèvement aisé
- ✓ Idéales pour tous prélèvements d'échantillons solides ou liquides
- ✓ Modèle économique une pièce
- ✓ Volume : 2.5 ml
- ✓ Longueur manche : 178 mm

Unité de vente :

200 Cuillères
