

## Désignation

- Cuillère stérile 60 ml

## Référence

- 085881

Unité de vente : 100



---

## Description

- Pelle de transfert d'échantillonneur stérile « Sterileware »
- Cette cuillère en plastique, stérilisée, est idéale pour tous prélèvements d'échantillons solides ou liquides.
- En polystyrène High Impact
- Emballage individuel stérile
- Long manche pour prélèvement facile
- Sacs en polyéthylène. Les matériaux répondent aux exigences de la FDA pour le règlement 21 partie 177.1640.
- Le colorant polystyrène blanc répond aux réglementations FDA 21 CFR 177.1640, 178.3297, 175.3.
- Dimensions : OD 76 mm L x 41 mm L x 29 mm
- Maximum : environ 56 gr. Longueur totale 203 mm, poignée 127 mm, tolérance +/- 0,020".

