

FICHE TECHNIQUE

Référence	085978
Désignation	Cuillères



Description :

- ✓ Cuillères de prélèvement
- ✓ En plastique
- ✓ Stérile unitaire
- ✓ Idéale pour tous prélèvements d'échantillons solides ou liquides
- ✓ En polystyrène High Impact
- ✓ Emballage individuel stérile ou par 12 non stérile
- ✓ Long manche pour prélèvement aisé ou modèle économique une pièce
- ✓ Volume : 8 ml

Unité de vente :

100 Cuillères
