

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	086631
<b>Désignation</b>	Portoirs



### Description :

- ✓ En acier recouvert d'époxy
- ✓ Avec poignée pour le transport de boîtes de Petri de diamètre 100 mm ou 90 mm
- ✓ Chargement par le haut
- ✓ Ne conviennent pas aux boîtes de Petri en verre
- ✓ A 3 colonnes
- ✓ Pour 42 boîtes de Petri
- ✓ Dimensions : 343 x 105 x 305 mm

### Unité de vente :

1 Portoir

---