

## Désignation

- Rack Easyplate naturel pour 48 boites de petri

## Référence

- 086645

Unité de vente : 1



- Portoir 48 boîtes de Pétri
- Marque BEL-ART PRODUCTS
- Augmentez l'espace de travail et transportez efficacement de grandes quantités de boîtes de Pétri.
- La taille de 24,1 cm de hauteur peut contenir quarante-huit boîtes de Pétri de 100 mm.
- Des bandes de maintien en silicone agrippent chaque boîte de Pétri ; insérer et retirer facilement des groupes de plats sans déranger les plats supérieurs ou inférieurs
- Les étiquettes latérales offrent un espace pour l'identification des échantillons critiques
- Matière : Polycarbonate léger et résistant aux produits chimiques
- Autoclavable à 121 °C

