

## Désignation

- Rack EasyPlate coloris bleu pour 84 boîtes de Petri

## Référence

- 086646

Unité de vente : 1



- Rack EasyPlate coloris bleu pour 84 boîtes de Petri
- Pour 84 (4 x 24) boîtes de Petri de 94 mm.
- Augmente la surface de travail
- Elimine l'effet de balancement des boîtes de Petri
- Bon maintien des boîtes grâce à un système élastique
- Fourni avec des étiquettes de marquage
- En polycarbonate
- Autoclavable
- Matériau : Polycarbonate
- Couleur : Naturel
- Autoclavable
- Capacité : 84 (4 x 24) boîtes de Petri plastique de 94 mm
- Modèle : EasyPlate
- Dimensions brutes : 49,5 x 23 x 19,5 cm

