

Désignation

- Portoir pour boîtes de petri

Référence

- 086651

Unité de vente

4 Portoirs

Description

Augmentent la surface de travail, éliminent l'effet de balancement des boîtes de Petri
Bon maintien des boîtes grâce à un système élastique

Caractéristiques techniques

- Pour 48 (4x12) boîtes de diamètre 94 mm
- En polycarbonate, autoclavables
- Fournis avec des étiquettes de marquage
- Coloris assortis (naturel, rouge, jaune, bleu)

