

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	086724
<b>Désignation</b>	Thermomètre de précision Friotemp 15/30°C non certifié



### Description :

- ✓ Tracabilité NIST, DAkkS, et la plupart des standards ILAC
- ✓ Sans mercure, remplissage du thermomètre avec liquide organique
- ✓ Enviro-Safe : bouteille contenant un fluide de conservation sûr pour l'environnement (sauf la référence 086728 et 086729, remplissage par bille de verre)
- ✓ Revêtement de sécurité PFA pour une résistance chimique accrue
- ✓ Graduations : 0,1 °C
- ✓ Version non certifiée
- ✓ Matériau : Liquide organique / Revêtement de sécurité PFA
- ✓ Dimensions : Longueur : 180 mm
- ✓ Température : 15 à 30°C
- ✓ Précision : 0,2 °C
- ✓ Environnement d'utilisation : réfrigérateur

### Unité de vente :

1 Thermomètre