

FICHE TECHNIQUE

Référence	086727
Désignation	Thermomètre de précision Friotemp 25/45°C certifié



Description :

- ✓ Tracabilité NIST, DAkkS, et la plupart des standards ILAC
- ✓ Sans mercure, remplissage du thermomètre avec liquide organique
- ✓ Enviro-Safe : bouteille contenant un fluide de conservation sûr pour l'environnement (sauf la référence 086728 et 086729, remplissage par bille de verre)
- ✓ Revêtement de sécurité PFA pour une résistance chimique accrue
- ✓ Graduations : 0,1 °C
- ✓ Version certifiée
- ✓ Matériau : Liquide organique / Revêtement de sécurité PFA
- ✓ Dimensions : Longueur : 190 mm
- ✓ Température : 25 à 45°C
- ✓ Précision : 0,2 °C
- ✓ Environnement d'utilisation : incubateur

Unité de vente :

1 Thermomètre