

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	086729
<b>Désignation</b>	Thermomètre de précision Friotemp 95/115°C certifié



### Description :

- ✓ Tracabilité NIST, DAkkS, et la plupart des standards ILAC
- ✓ Sans mercure, remplissage du thermomètre avec liquide organique
- ✓ Enviro-Safe : bouteille contenant un fluide de conservation sûr pour l'environnement (sauf la référence 086728 et 086729, remplissage par bille de verre)
- ✓ Revêtement de sécurité PFA pour une résistance chimique accrue
- ✓ Graduations : 0,1 °C
- ✓ Version certifiée
- ✓ Matériau : Liquide organique / Revêtement de sécurité PFA
- ✓ Dimensions : Longueur : 200 mm
- ✓ Température : 95 à 115°C
- ✓ Précision : 0,4 °C
- ✓ Environnement d'utilisation : four

### Unité de vente :

1 Thermomètre