

## Désignation

- Pointe à filtre 200 $\mu$ L hybridrack faible rétention stérile

## Référence

- 087270T

Unité de vente : 960



---

## Description

- Pointe à filtre stérile, couleur naturelle
- Idéal pour la PCR, l'amplification de l'ADN et la manipulation de radio-isotopes
- Inerte, la barrière hydrophobe empêche la contamination de la pipette
- Ajustement universel sur les pipettes de qualité recherche
- Certifié sans DNase, RNase, inhibiteur de PCR et sans ADN

- **HybridRack**

- Base en carton facilement recyclable
- 70 % de plastique en moins qu'un rack de pointes traditionnel → 3,6 kg de plastique économisé par caisse de pointes de 300ul !
- La combinaison d'un plateau en polypropylène robuste et d'une base en carton solide permet un pipetage stable directement depuis HybridRack, même avec Multi-Channel
- La boîte d'emballage est composée à 100 % de matériaux recyclés et contient 50 % de contenu post-consommation
- Le plateau en plastique est compatible avec les embouts Sorenson Platinum et Sorenson MultiRack supports
- Code couleur en fonction du volume des pointes

- Contenance : 200  $\mu$ l
- Forme : NX
- Couleur : Naturel
- Filtre : Oui
- Stérile : Oui
- Graduation : 10, 50, 100  $\mu$ l
- Présentation : HybridRack



- Faible rétention : Oui
- Longueur : 58,57 mm
- Diamètre supérieur : 7,49 mm
- Diamètre du fond : 0,51 mm
- Unité de vente : 10 racks de 96 pointes
- Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

