

## Désignation

- Pointe à filtre 1250 $\mu$ L hybridrack faible rétention stérile

## Référence

- 087290T

Unité de vente : 768



---

## Description

- **Pointe à filtre Multiguard**
- Embouts filtrés stérilisés
- Idéal pour la PCR, l'amplification de l'ADN et la manipulation de radio-isotopes
- Inerte, la barrière hydrophobe empêche la contamination de la pipette
- Ajustement universel sur les pipettes de qualité recherche
- Certifié sans DNase, RNase, inhibiteur de PCR, sans ADN et non pyrogène.
- **HybridRack**
  - Base en carton facilement recyclable
  - 70 % de plastique en moins qu'un rack traditionnel
  - La combinaison d'un plateau en polypropylène robuste et d'une base en carton solide permet un pipetage stable directement depuis HybridRack, même avec des pointes multi-canaux
  - La boîte d'emballage est composée à 100 % de matériaux recyclés et contient 50 % de contenu post-consommation
  - Le plateau en plastique est compatible avec les embouts Sorenson Platinum et Sorenson MultiRack supports
  - Decks à code couleur en fonction du volume de la pointe
- Volume : 1250  $\mu$ l
- Forme : Pointe Z
- Couleur : Naturel
- Filtre : Oui
- Stérile : Oui
- Gradués : 200, 500, 1000  $\mu$ l
- Présentation : HybridRack
- Low retention : Oui



- Longueur : 102 mm
- Diamètre supérieur : 8,89 mm
- Diamètre du fond : 0,81 mm
- Unité de vente : 8 racks de 96 pointes

