

### Réservoirs à réactifs ClearLine

**Caractéristique :**

- Polystyrène grade médical blanc
- Grade FDA
- Becs verseurs sur les 4 coins
- Graduation sur les deux parois
- Fond en V
- Divisé en 3 compartiments
- Stérile
- Emballage unitaire
- Volume : 25 ml
- Dimensions ext. (L x P x H) : 145 x 62 x 24 mm
- Dimensions int. (L x P x H) : 117 x 32 x 23 mm

**Unités :**

100 réservoirs