

Réservoirs à réactifs ClearLine

Caractéristique :

- Polystyrène grade médical blanc
- Grade FDA
- Becs verseurs sur les 4 coins
- Graduation sur les deux parois
- Fond en V
- Divisé en 3 compartiments
- Stérile
- Emballage par 5 réservoirs
- Volume : 25 ml
- Dimensions ext. (L x P x H) : 145 x 62 x 24 mm
- Dimensions int. (L x P x H) : 117 x 32 x 23 mm



Unités :

200 réservoirs