

FICHE TECHNIQUE

Référence	087807
Désignation	Réservoirs à réactifs



Description :

- ✓ Polystyrène grade médical blanc
- ✓ Emballage par 5
- ✓ Certifiés exempts de RNase, DNase et DNA humain, non pyrogènes
- ✓ Test de stérilité en conformité avec LAL 10-6
- ✓ Becs verseurs sur les 4 coins
- ✓ Graduations sur les deux parois internes (précision +/-5 %)
- ✓ Fond en V pour une récupération maximale de l'échantillon
- ✓ Produits en environnement propre, emballés en salle blanche
- ✓ Volume : 100 ml

Unité de vente :

200 réservoirs
