

Désignation

- Portoir pour boîtes de petri

Référence

- 088736

Unité de vente

1 Portoir

Description

Transporter et stocker en toute sécurité les boîtes de Petri et les plaques de contact, et contribuez à rationaliser le traitement des échantillons sur paillasse.

Caractéristiques techniques

- Pour 42 boîtes de diamètre 100 mm
- En polypropylène blanc, avec poignée de transport
- Autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Livré à plat, à assembler
- Dimensions : 33 x 21 x 17,8 cm

