

FICHE TECHNIQUE

Référence	088783
Désignation	Cryo-safe cooler junior 0°C



Description :

- ✓ Boîtier réfrigérant en PC rempli d'un gel non toxique
- ✓ Pour 12 tubes de 15 ml
- ✓ Maintient les tubes à une température inférieure à 0°C pendant environ 3h
- ✓ Pieds en caoutchouc pour éviter les glissements sur la paillasse
- ✓ Superposables
- ✓ Coloris : orange – couvercle transparent
- ✓ Poids : 1,6 kg
- ✓ Dimensions : 19,7 x 14 x 19 cm

Unité de vente :

1 Cryo-safe cooler junior 0°C