

## Désignation

- Mini ice pan avec couvercle 1l bleu

## Référence

- 088813B

Unité de vente : 1



- Bac à glace Ice Pan 1 litre coloris bleu avec couvercle
- Uréthane finition texturée, anti-dérapant
- Bec verseur, bords antigoutte, ligne indicatrice de remplissage (caractéristiques non présentes sur les bacs 1 L)
- Pour glace et glace carbonique
- Utilisables de -196°C à 100°C
- Volume : 1 l
- Dimensions : 175 x 175 x 100 mm
- Couleur : Bleu
- Avec couvercle
- Poids brut : 0,862 kg
- Dimensions brutes : 19,5 x 19,5 x 14,5 cm

