

FICHE TECHNIQUE

Référence	088871
Désignation	Spatules



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Idéales pour le prélèvement d'échantillons en poudre (ou granuleux) extraits de sachets, containers
- ✓ Spatules en V
- ✓ Stériles, emballage individuel
- ✓ Volume approximatif : 23 ml
- ✓ Longueur totale : 356 mm
- ✓ Longueur spatule : 102 mm
- ✓ Longueur manche : 254 mm

Unité de vente :

50 Spatules
