

FICHE TECHNIQUE

Référence	088912
Désignation	CENTRIFUGEUR



Description :

- ✓ Faible encombrement
- ✓ Faible bruit < 60 db
- ✓ Capacité : 12 microtubes de 1,5/2 ml
- ✓ Temps d'accélération : 12 secondes et temps de freinage : 16 secondes
- ✓ Conformes aux normes IEC1010-2-020
- ✓ FCR : 12 300 g
- ✓ Affichage digital et tactile, touche « Pulse »
- ✓ Température maximum dans la chambre : 35 °C
- ✓ Ouverture automatique du couvercle
- ✓ Moteur sans maintenance
- ✓ Rotor et couvercle autoclavable (20 min à 121 °C)
- ✓ Rotor en aluminium anodisé
- ✓ Couvercle en acier inox
- ✓ Minuteur : 30 min
- ✓ Dim. (mm) : 208 x 245 x 145
- ✓ Poids : 4,4 kg

Unité de vente :

1 Centrifugeur