

Désignation

- Agitateur magnétique chauffant à affichage digital msh-20d
- Référence : 088921B

Unité de vente : 1



Description

- Agitateur magnétique chauffant, kit MSH-20D, avec contrôleur numérique
- Minuterie : 99 h/59 min
- Plaque céramique 180 x 180 mm
- Plage de température jusqu'à 380°C
- Plage de vitesse : 80 - 1500 tr/min
- Quantité d'agitation : 20 L.
- Puissance de chauffe : 600 W
- Dimensions : 206 x 307 x 99 mm
- Poids : 5 kg
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Ensemble complet avec :
 - capteur de température SS500, PT100
 - support tige RD200, inox 450 x 12 mm
 - pince et support CL200
 - Sonde

