



Be Right™



Test en cuve de DBO5 0,5-12,0 mg/l O₂

Réf. produit:

LCK554

Dangereux



Tests en cuve LCK : quantités de réactif minimales, sécurité maximale.

Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique, conditionné dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement grâce à une réduction des produits chimiques.

Mesures précises et fiables

Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées

Dosage aisé et précis des réactifs

Étiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre

Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur

Caractéristiques

Conditions de stockage:	2 à 8 °C (à conserver au froid)
Conformément à la norme:	EN 1899-1
Description:	Demande biologique en oxygène, 5 jours
EPA compliant:	NA
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Nom de la méthode:	Méthode par dilution
Nombre de tests:	20
Paramètres:	DBO ₅
Plage de mesure:	0,5 - 12 mg/L O ₂
Plateforme:	LCK