

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------|
| Référence | 090042 |
| Désignation | Tubes essais |



Description :

- ✓ En polypropylène translucide
- ✓ A graduations bleues sérigraphiées
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Autoclavables à 121 °C
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Graduations : 20 ml
- ✓ Diamètre intérieur : 48 mm
- ✓ Diamètre extérieur : 61 mm
- ✓ Hauteur : 73 mm

Unité de vente :

1 Bécher
