

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090043
<b>Désignation</b>	Béchers



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Translucides
- ✓ A graduations bleues sérigraphiées
- ✓ Autoclavables à 121°C
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Graduations : 50 ml
- ✓ Diamètre intérieur : 65 mm
- ✓ Diamètre extérieur : 80 mm
- ✓ Hauteur : 96 mm

### Unité de vente :

1 Bécher

---