

## Désignation

- Bécher pp 500 ml

## Référence

- 090044

Unité de vente : 1



## Description

- Bécher AZLON®, côtés droits, polypropylène, 500 ml
- Fabriqué en polypropylène
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire - forme droite et stable
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
- Les graduations sont clairement imprimées avec une encre indélébile résistante aux solvants
- REMARQUE : Des températures de nettoyage inférieures à 60 °C sont recommandées pour préserver les marques et les inscriptions.
- Autoclavable
- Norme ISO ISO 7056
- Remarques Conforme à : ISO 7056
- Diamètre : 96 mm
- Diamètre extérieur 93 mm
- Capacité 500 mL)
- Couleur Naturel
- Diamètre : 93 mm
- Hauteur : 101 mm
- Intervalles des graduations 50 ml
- Non stérile

