

Désignation

- Bécher pp gradué 2000 ml

Référence

- 090046

Unité de vente : 1



Description

- Bécher AZLON®, côtés droits, polypropylène, 2000 ml
- Fabriqué en polypropylène
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire - forme droite et stable
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
- Les graduations sont clairement imprimées avec une encre indélébile résistante aux solvants
- REMARQUE : Des températures de nettoyage inférieures à 60 °C sont recommandées pour préserver les marques et les inscriptions.
- Norme ISO ISO 7056
- Conforme à : ISO 7056
- Diamètre : 154 mm
- Diamètre extérieur : 158 mm
- Capacité : 2000 mL
- Couleur Naturel
- Diamètre : 158 mm
- Hauteur 160 mm
- Intervalles de graduation 200 mL

