

FICHE TECHNIQUE

Référence	090057
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Inscriptions émaillées blanches
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Calibrées selon les tolérances exigées par la Pharmacopée américaine (USP), qui sont plus strictes que celles des normes ISO/DIN
- ✓ Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Hauteur : 300 mm
- ✓ Rodage bouchon : 24/29
- ✓ Tolérance : +/- 0,30 ml

Unité de vente :

2 Fioles
