

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090058
<b>Désignation</b>	Fioles jaugées



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Inscriptions émaillées blanches
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Calibrées selon les tolérances exigées par la Pharmacopée américaine (USP), qui sont plus strictes que celles des normes ISO/DIN
- ✓ Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Hauteur : 370 mm
- ✓ Rodage bouchon : 29/32
- ✓ Tolérance : +/- 0,50 ml

### Unité de vente :

1 Fiole

---