


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090067
<b>Désignation</b>	Fioles col lisse



### Description :

- ✓ Fiole jaugée col lisse sans bouchon
- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Conforme à la norme ISO1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Certifié « H » marque
- ✓ Trait de jauge gravé
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Numéro de lot gravé sur chaque fiole
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Tolérance 0,025 ml
- ✓ Dimensions (Ø corps x h x Ø int. Col) 27 x 72 x 9,5 mm

### Unité de vente :

5 Fioles col lisse