


FICHE TECHNIQUE

Référence	090071
Désignation	Fiole jaugée 50 ml



Description :

- ✓ Fiole jaugée MBL classe A
- ✓ En verre borosilicate
- ✓ Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Traité de jauge gravé
- ✓ Conforme à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Certifié conformité H
- ✓ Livré avec certificat de conformité – numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée
- ✓ Volume 50 ml
- ✓ Tolérance $\pm 0,060$ ml
- ✓ Dimensions :
 - Diamètre du corps : 48 mm
 - Diamètre int du col : 11 mm
 - Hauteur : 145 mm

Unité de vente :

5 Fioles jaugées 50 ml