


FICHE TECHNIQUE

Référence	090073
Désignation	Fiole jaugée col lisse



Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Livrée sans bouchon
- ✓ Certifiées « H » marque
- ✓ Trait de jauge gravé
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée
- ✓ Conforme à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Volume : 200 ml
- ✓ Tolérance : ± 150 ml
- ✓ \varnothing interne du col : 15,4 mm
- ✓ Dimensions (\varnothing corps x h) : 76 x 215 mm

Unité de vente :

5 Fioles jaugées col lisse